

**Independence**  
**single use surgical Stapler**  
**series**

**CPH**

Circular stapler for Prolapse & Hemorrhoids



*Surgical  
Network  
Systems*

# Independence Stapler Series CPH



CPHは、止血力の向上を・打感をソフトに・打ち抜き面積をもっと大きく等々の術者の声に応え、渡部先生を中心とした日本国内の外科医の皆様が持つておられる20年以上にわたるPPH法に関する手術経験とノウハウを基に、ご指導とご意見そしてご協力から生まれた日本生まれのヘモロイド専用サージカルスティプラーです。製造は徹底した品質管理のもと、中国工場にて行っております。低コストで良い製品をモットーとしている当社ならではのスティプラーを是非一度お試し下さい。



渡部 和巨

Kazunao Watanabe MD

医療法人沖崎徳洲会 湘南鎌倉総合病院 副院長  
医療法人徳洲会 茅ヶ崎徳洲会総合病院 院長代行

## 渡部先生からのメッセージ

この度CPHスティプラーの開発に携わるにあたり20年以上のPPH法手術の経験から得た色々な意見と要望が反映されたスティプラーと言えるでしょう。

- CPHはstapleの数が32針と従来の28針に比べ4針増えた分、止血効果が非常に高い。
- 32mm, 34mm, 36mmの口径variationは非常に現実に即していて、特に36mmはstapleの数が34針ととても理に叶っている。
- 打針は非力な術者でも十分遂行できる。しかもしっくり感(新雪を踏み込む感じ)がとても素晴らしい。
- アンビルベットは先端も低く、大きくゆるやかなカーブを置き穿孔のリスクに配慮した自然な形状。どれをとっても従来の製品より優れていることは論を待たない。

是非一度その感触を試されることをお勧めします。

## 製品特長

アンビルヘッドは低く  
大きなカービングヘッドを採用

抜けを重視した  
カットバック設計

世界最大級の  
カッピングダイヤモンド

大きい病変にも  
対応するハウジング

治療精度を格段に向上させた  
一体成形シャフト

ラバーコーティングされた  
ノンスリップハンドル

100% Pure Titanium  
32/34 スティプル

術者の“滑る”に配慮した  
ウイングダイヤル



## 製品情報

	スティابل数	外 径	内 径	クラウン レングス	レッグ レングス	クローズ レングス
<b>CPH32J</b>	<b>32</b>	32.5mm	24.5mm	3.8mm	4.0mm	1.5~0.75mm
<b>CPH32J</b>	<b>32</b>	34.5mm	26.5mm	3.8mm	4.0mm	1.5~0.75mm
<b>CPH34J</b>	<b>34</b>	36.5mm	28.5mm	3.8mm	4.0mm	1.5~0.75mm



Surgical  
Network  
Systems

輸入製造・販売元

株式会社 *Surgical Network Systems*

〒111-0042 東京都台東区寿3-15-15 水新ビル7F

TEL 03-6802-7850 FAX 03-6802-7852

<http://www.surgical-net.com>

薬事承認番号 22200BZX00125000