

*Independence
Stapler
series*



SNS Original Stapler CSJ-C Series

For LAR / ISR

SNAオリジナル直腸手術用自動吻合器

製品特徴




DSTに最適な
超硬ステンレス
カッターブレード



操作性を重視した
ショートレングスシャフト

吻合強度と吻合不全を
考慮したステイプル数



Pure titanium
ステイプル針

製品仕様

Stapler Size	Cooler cord	Outer Diameter	Inner Diameter	Number of Staple	Staple Height × Leg length	Staple Closed Height
CS25J-C	白	25mm	17mm	22	4.0mm × 5.0mm	1.0mm ~ 2.0mm
CS28J-C	青	28mm	20mm	26	4.0mm × 5.0mm	1.0mm ~ 2.0mm
CS32J-c	緑	32mm	24mm	30	4.0mm × 5.0mm	1.0mm ~ 2.0mm



総製造 販売元
株式会社 Surgical Network Systems

〒111-0042

東京都台東区寿3丁目15番15号

Tel 03-6802-7850

Fax 03-6802-7852

URL www.surgical-net.com