


*Independence
Stapler
series*



SNS Original Stapler CSJ Series

SNAオリジナル外科手術用自動吻合器

製品特徴



DST に最適な
超硬ステンレス
カッターブレードを採用



スモールステイプルヘッド
を採用し格段なる操作性の
向上を実現させました。

Pure titanium
ステイプル針



吻合強度と吻合不全を
考慮したステイプル数

製品仕様

Stapler Size	Cooler cord	Outer Diameter	Inner Diameter	Number of Staple	Staple Height × Leg length	Staple Closed Height
CS21	橙	21mm	13mm	20	3.5mm × 5.0mm	1.0mm ~ 2.0mm
CS25J	白	25mm	17mm	22	4.0mm × 5.0mm	1.0mm ~ 2.0mm
CS28J	青	28mm	20mm	26	4.0mm × 5.0mm	1.0mm ~ 2.0mm
CS32J	緑	32mm	24mm	30	4.0mm × 5.0mm	1.0mm ~ 2.0mm
CS34J	赤	34mm	26mm	32	4.0mm × 5.0mm	1.0mm ~ 2.0mm



総製造 販売元
株式会社 Surgical Network Systems

〒111-0042

東京都台東区寿3丁目15番15号

Tel 03-6802-7850

Fax 03-6802-7852

URL www.surgical-net.com