

Freedom
Forceps
Mini
series



*Surgical
Network
Systems*

Concept

昨今、目まぐるしく変化する内視鏡下手術手技に於いて先生方のあとチョットあともう少しを実現する為に開発された細径鉗子シリーズです。

ワーキングレングスやワーキングティップ・シャフト形状を術者の思いのままに実現致します。

患者様からのMinimally Invasiveに対する思いを実現する為に日々工夫と努力を惜しまない術者を応援致します。

術者の夢を実現する為の手順はいたって簡単
4Steps

Step-1

作成したい鉗子を決める。

Step-2

ワーキングレングスとアウターシースの形状を決める。

Step-3

ハンドルを決める。

Step-4

注文する。

2～4週間でお届けできます。

Handle



A型ハンドル



B型ハンドル
ラチェット付



C型ハンドル



バイポーラハンドル



D型ハンドル
ラチェット付



福永式ハンドル

Grasping Forceps



Duck bill Tip



332

Hunter Tip



339cd



339cs

Duval Tip



303



337C

Fukunaga Tip



Grasping Forceps



上向



下向



バイオネット

主要諸元

ワーキングTip

メリーランドTip ・ ケリーTip ・ ライトアングルTip
ファンダスTip ・

鉗子径

2.7mmφ

ワーキングレングス

250mm ・ 330mm

アウターシャフト形状

ストレート ・ バイオネット ・ 屈曲

希望販売価格

¥120,000 ¥130,000 ¥150,000

ストレートシャフト

湾曲シャフト

屈曲シャフト

*ラチェットハンドル上代は+¥5,000加算させていただきます。

届出番号 13B1X10143SNS023

Dissector Forceps



Kelly Tip



Maryland Tip



Light angle Tip



Mixer Tip

主要諸元

ワーキングTip

メリーランドTip ・ ケリーTip ・ ライトアングルTip

Mixer Tip

鉗子径

2.7mmφ

ワーキングレンジ

250mm ・ 330mm

アウターシャフト形状

ストレート ・ バイオネット ・ 屈曲

希望販売価格

¥120,000 ¥150,000 ¥170,000

ストレートシャフト


湾曲シャフト

屈曲シャフト

*ラチェットハンドル上代は+¥5,000加算させていただきます。

届出番号 13B1X10143SNS023

Needle holder forceps



主要諸元

ワーキングTip

ステンレスTip ・ タングステンTip ・ ダイヤモンドTip

鉗子径

2.7mmφ

ワーキングレンジ

250mm ・ 330mm ・ 450mm

アウターシャフト形状

ストレート ・ 湾曲 ・ 屈曲

希望販売価格

¥110,000	¥130,000	¥150,000
ステンレス Tip	タングステンTip	ダイヤモンドTip

届出番号 13B1X10143SNS026

Bipolar Forceps



主要諸元

ワーキングTip

ダイセクターTip ・ グラスパーTip ・ シザースTip

鉗子径

2.7mmφ

ワーキングレンジ

250mm ・ 330mm

アウターシャフト形状

ストレート ・ 屈曲

希望販売価格

¥210,000 ¥210,000 ¥220,000

ダイセクターTip

グラスパーTip

シザースTip

届出番号 13B1X10143SNS023

Bipolar cable



主要諸元

ワーキングTip

ERBE・ グラスパーTip
シザースTip

鉗子径

2.7mmφ

ワーキングレンジ

300cm ・ 400cm

希望販売価格

¥30,000 ¥40,000

300cm

400cm

Access Device

For Shingle use

TR03



特殊素材を採用する事によりディスポーザブル製品としては最少外径の4.3mmを実現しました。



スタビリティースリーブの採用により長時間の手術に於いてもトロッカーの滑落によるストレスから術者は解放されます。

Dalim surgnet社製

希望販売価格 5入/箱 ¥40,000

承認番号 224AIBZX00046000

For re useable




HERMANN社製

Exchangeableトラカールスリーブ

H80-036-00

希望販売価格 ¥90,000



HERMANN社製

ExchangeableシリコンバルブKit

H80-903-03

希望販売価格 5入/箱 ¥15,000



HERMANN社製

Exchangeableトラカールリディユースー

H80-035-01

希望販売価格 ¥19,500



*Surgical
Network
Systems*

総販売元:

株式会社 *Surgical Network Systems*

〒111-0042 東京都台東区寿3-15-15 水新ビル7F

TEL 03-6802-7850 FAX 03-6802-7852