

*Freedom
Forceps
series*

SNS Original forceps

*Doctors' Forceps Anvil holder forceps **Elly** by Tetsu Fukunaga*



*Surgical
Network
Systems*

把持力と繋ぎやすさに徹底的に拘り設計されたアンビル把持鉗子です。脂肪や体液で滑りやすいアンビルが驚くほど簡便に正確に腹腔内での接続が可能になります。またTipが腹腔内で最大アングル60° 屈曲させる事で食道再建術等の腹腔内操作が非常に簡便に行えます。従来品とは一味違う抜群の操作性と確実な接続を体感して頂けます。勿論様々な手術室での使用状況を考慮しワーキングティップは2種類御用意致しました。

把持力や鉗子強度を犠牲にする事無く60°の腹腔内屈曲を実現

術者の視野と繋ぐ際の視認性に拘ったTip形状

確実に繋ぐ為、各種アンビル径にも拘り‘滑る’を軽減しました!!

日本人の手の大きさを参考に人間工学に基づき設計された専用ラチェットハンドル

製品仕様

シャフト径: 10.0mmφ ワーキングレンジ: 400mm ラチェットハンドル付

希望販売価格

¥220,000 SNS Tip ¥220,000 C-Tip



総製造 販売元
株式会社 Surgical Network Systems
〒111-0042
東京都台東区寿3丁目15番15号
Tel 03-6802-7850
Fax 03-6802-7852
URL www.surgical-net.com