

*Freedom  
Forceps  
series*

# SNS Original forceps

*Doctors' Forceps Mini suction tube Fearlady by Kiyoji Okada*



*Surgical  
Network  
Systems*

奥田 喜代司先生監修のもと奥田式細径吸引管がいよいよお目見え致しました。細部にわたり‘こだわり‘が施されております。従来品とは一味違う抜群の操作性を体感して頂けます。様々な使用状況を考慮し吸引管ワーキングレンジと先端孔数は任意にお決め頂けるセミオーダー鉗子です。



使いやすさに拘ったワーキングレンジ  
オーダーシステム



組織保護の為、先端孔の数や  
長さ・形状にも拘りました！



*Kiyoshi Okada MD, PhD*

前 大阪医科大学産科婦人科学 准教授  
現 北摂総合病院副院長  
兼  
内視鏡手術センター長

## 製品仕様

シャフト径:2.7mmφ ワーキングレンジ:250mm・330mm

\* サクション・イリゲーションS/Wは別売になります。

## 希望販売価格

¥45,000  
3穴

¥50,000  
6穴

¥55,000  
8穴

¥60,000  
12穴



総製造 販売元  
株式会社 Surgical Network Systems  
〒111-0042  
東京都台東区寿3丁目15番15号  
Tel 03-6802-7850  
Fax 03-6802-7852  
URL [www.surgical-net.com](http://www.surgical-net.com)