

*Freedom
Forceps
series*

SNS Original forceps

S303-3-401-250-B 胆囊把持鉗子



*Surgical
Network
Systems*

2.7mm細径の把持力と操作性を重視し専用設計
された胆嚢把持専用鉗子です。
勿論腹壁トラックを用いた直刺にも対応可能です。



鉗子先は炎症病変も
しっかり掴める専用設計



直刺に適した先端
ラウンドシェイプ



日本人の手の大きさを
参考に人間工学に基づき
設計された専用ハンドル

組織を傷つけずにしっかり
掴める先端形状

製品仕様

シャフト径: 2.7mm ワーキングレングス: 250mm ラチェットハンドル付



総製造 販売元

株式会社 Surgical Network Systems

〒111-0042

東京都台東区寿3丁目15番15号

Tel 03-6802-7850 Fax 03-6802-7852

URL www.surgical-net.com