

*Freedom  
Forceps  
series*

# SNS Original forceps

S262-5-407b-430-A 屈曲剥離鉗子



*Surgical  
Network  
Systems*

剥離作業性の向上と把持力並びに操作性を重視し専用設計された  
屈曲剥離鉗子です。ワーキングレンジスはオーダーメイド仕様  
勿論75° 先端が屈曲致しますので単孔式手術にも対応可能です。



鉗子先はシッカリ掴めて  
剥離作業にも適した  
専用カーブ角を採用



日本人の手の大きさを  
参考に人間工学に基づき  
設計された専用ハンドル



最大75° の屈曲を実現  
タイトな鉗子操作が可能に



屈曲した鉗子先を  
シッカリ固定する  
ロック機構を採用

## 製品仕様

シャフト径:5.0mm ワーキングレンジス: 450mm 最大75° 屈曲 ラチェットハンドル付



総製造 販売元  
株式会社 *Surgical Network Systems*  
〒111-0042  
東京都台東区寿3丁目15番15号  
Tel 03-6802-7850  
Fax 03-6802-7852  
URL [www.surgical-net.com](http://www.surgical-net.com)