


*Freedom
Forceps
series*


SNS Original forceps

Suction irrigation tube with electrode



*Surgical
Network
Systems*

5.0mm径の操作性と経済性を最大限重視し専用設計されたりユーザブルモノポーラ電極付吸引管です。
手元で吸引管とモノポーラ電極の切り替えが可能になりました。
勿論様々な手術室でのシーンを考慮しワーキングティップは3種類ワーキングレンジス2種類から選択できます。



製品仕様

シャフト径: 5.0mm ワーキングレンジス: 330mm・450mm

希望小売価格 ¥35,000

届出番号: 13B1X10143SNS023



総製造 販売元

株式会社 Surgical Network Systems

〒111-0042

東京都台東区寿3丁目15番15号

Tel 03-6802-7850

Fax 03-6802-7852

URL www.surgical-net.com

*Freedom
Forceps
series*


SNS Original forceps

Suction irrigation rotary switch



*Surgical
Network
Systems*

3.0mm径や5.0mm径のリューザブル吸引管並びに電極付吸引管を接続し使用するイリゲーション・サクションスイッチです。操作性と経済性を最大限重視し専用設計されており経済性に秀でています。勿論様々な手術室でのシーンを考慮し2種類のスイッチを御用意致しました。



製品仕様

アルミニウム製・耐圧仕様
希望小売価格：¥35,000
届出番号：13B1X10143SNS023



総製造 販売元
株式会社 *Surgical Network Systems*
〒111-0042
東京都台東区寿3丁目15番15号
Tel 03-6802-7850
Fax 03-6802-7852
URL www.surgical-net.com