

貴方の術野 視界は良好ですか？



TRANSPORTは高価な排煙装置に匹敵する
排煙機能が装備されています。



切味を落す事無く
更に安全性に配慮した
リニアブレード



鉗子の抜き差しを
更に容易にする
フォーセップガイド機構



長時間の手術でも
脱落しない
マレコット型ストッパー

	TR05F	TR05FL	TR05FL110
長さ(mm)	80	95	110
ポート内径(mm)	5.0	5.0	5.0



総製造 販売元
株式会社 Surgical Network Systems

〒111-0042
東京都台東区寿3丁目15番15号

Tel 03-6802-7850

Fax 03-6802-7852

URL www.surgical-net.com

*Minimum invasive
Access port
series*

Next Generation Trocar System

TRANSPORT 05



*Surgical
Network
Systems*